

### Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen !

#### Verwendungszweck / Anwendungsgebiet:

Anwendbar auf alle reinigungsfähigen Untergründen im gesamten Sanitärbereich.

**Eigenschaften:** Biozidfreier, Moderner und umweltschonender Sanitär-Hygiene-Reiniger mit Abperleffekt gegen schnelles Wiederverschmutzen und vorbeugend gegen Gammelfugen und Kalkflecken im Sanitärbereich bei regelmäßiger Anwendung

#### Vorteile:

Das Sprüh-Wisch-System macht SANITOP besonders wirtschaftlich. Bei täglicher Anwendung kann Sani-Top 1:3 mit Wasser verdünnt werden. **Handwerkerqualität.** Für Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft, Camping, Marine usw. Materialschonend für stärkste Verschmutzungen, wirtschaftlich durch beliebiges verdünnen bis zum Wischwasser.

Gammelfugen werden zuverlässig verhindert bei 1mal wöchentlicher unverdünnter Anwendung.

#### Gebrauchsanweisung:

Einfach aufsprühen, kurz wischen, abspülen oder mit trockenem Tuch nachreiben.

Für Wischwasser-Reinigung 1 Tasse **SANITOP** auf 10 Liter Wasser geben und wie gewohnt wischen.

#### Für die Glasreinigung

**SANITOP** aufsprühen, gleichmäßig verteilen, möglichst nass nachwischen und trockenreiben. Bei dieser Anwendung pur oder bis 1:3 verdünnen.

#### Zur Vorbeugung

gegen Gammelfugen 1X wöchentlich pur anwenden.

Bei Silikon-fugen mindestens 10 bis 15 Minuten einwirken lassen vor dem abwischen.

#### Kennzeichnung



**Flüssigkeit in Sprayform.**

**Verbrauch ca. 20 ml/ qm.**

**Enthält:** Wasser, Ethanol <30% / Methoxypropoxypropanol <10%/ 2-(2-Butoxy)ethanol <4% / 2-Amino-ethanol <2% / aminoxid >1%

#### Hinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Entsorgung:** Gebinde mit Wasser ausspülen oder bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

**Achtung!** Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen.

**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **Ist ärztlicher Rat erforderlich,** Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

**Lagerung:** Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Anbruchgebände dicht verschließen. Nur original verschlossene Gebinde sind ca. 2 Jahre lagerfähig.

#### Gebinde

Kindersicheres  
Flaschenkonzept  
mit  
Blindenkennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
500 ml	17205

Kanister  
mit  
Blinden-  
kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
5 Liter	17212
10 Liter	17229
20 Liter	17236